



SEGGIOLINI C7 C8 C9  
COMFORT E BENESSERE

SEGGIOLINI C7 C8 C9  
COMFORT E BENESSERE

CASTELLINI.COM



Making Your Life Better.

**BU Medical Equipment**  
**Sede Legale Ed Amministrativa**

**Headquarters**

CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a

40026 Imola (BO) - Italy

Tel. +39 0542 653111

Fax +39 0542 653344

**Stabilimento**

**Plant**

CEFLA s.c. - Via Bicocca, 14/C

40026 Imola (BO) - Italy

Tel. +39 0542 653441

Fax +39 0542 653601

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico.  
Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.

CASTELLINI.COM

11/2021 CST01721S00



# SCOPRI LA SERIE C7 C8 C9

Studiati per assicurare una corretta postura e il benessere in ogni posizione di lavoro, i nuovi seggiolini per odontoiatra e assistente si integrano alla perfezione negli spazi della clinica dentale.  
**Le tre versioni del comfort.**



# SEGGIOLINO C7



## **SEDUTA**

La sagoma della seduta favorisce la posizione naturale delle gambe e assicura una postura stabile e comoda in ogni momento. L'imbottitura in schiuma è morbida e confortevole e contribuisce al benessere del medico anche in interventi prolungati.

## **SCHIENALE**

Lo schienale è di piccole dimensioni per ridurre la superficie di contatto e quindi la sensazione di calore. Nel contempo, la sua forma consente un perfetto supporto della zona lombare durante le fasi operative e di dialogo con il paziente.



C7 è il seggiolino ottimizzato per consentire al medico di operare al meglio con il giusto supporto per il corpo. I meccanismi di regolazione fanno sì che seduta e schienale siano sempre adeguati alla corporatura, e il design compatto permette un pieno accesso a tutti gli elementi del riunito. Il materiale di rivestimento e la tecnica di realizzazione permettono di igienizzare facilmente le superfici.



## **SUPPORTO LOMBARE**

Lo schienale è regolabile a 9 diverse altezze, per fornire un supporto corretto ad ogni tipologia di corporatura.



## **REGOLAZIONE SCHIENALE**

Lo schienale può essere inclinato secondo le preferenze dell'utilizzatore, che potrà sempre modellare il seggiolino secondo la propria corporatura.



## **REGOLAZIONE SEDUTA**

L'altezza della seduta può essere regolata nella giusta posizione per garantire sempre l'appoggio sulle gambe e la corretta postura della colonna vertebrale. Ulteriori 10 cm possono essere aggiunti con un apposito accessorio opzionale.

# SEGGIOLINO C9




Il design innovativo del seggiolino a sella consente al medico di avvicinarsi al paziente senza dover flettere la schiena, riducendo il rischio di affaticamento. Il massimo comfort in un ingombro ridotto ai minimi termini.



## POSTURA IDEALE

La sagomatura a sella induce una corretta angolazione delle gambe, e di conseguenza migliora la postura della schiena agevolando la prossimità all'area di lavoro. Questa ergonomia assicura una sensazione di benessere ed energia, e minimizza i rischi di dolori muscolo-scheletrici.



## SEDUTA DINAMICA

Grazie a un meccanismo basculante, la sella asseconda i movimenti del corpo per favorire una seduta dinamica che assicura una postura attiva e corretta in ogni condizione operativa. L'angolo di movimento può essere facilmente regolato fino al bloccaggio in asse.



## SELLERIE

La selleria è disponibile in versione senza cuciture esposte per facilitare le operazioni di igiene, e in Memory Foam [in opzione] per offrire un altissimo livello di comfort.

# SEGGIOLINO C8

Il seggiolino C8 è stato progettato per offrire la massima mobilità, un rapido accesso a tutti gli strumenti e un appoggio ottimale delle braccia.



## **SEDUTA SIMMETRICA**

La seduta è circolare, in modo da risultare confortevole anche in caso di rotazione del corpo. Seduta e schienale sono infatti svincolati, cosicché l'operatore può muoversi liberamente a 360 gradi. La struttura del bracciolo è progettata per garantire stabilità dell'avambraccio in qualunque posizione.




## **BRACCIOLO COMODO E FUNZIONALE**


Il bracciolo è orizzontale, senza spigoli e rivestito in materiale antiscivolo: l'assistente può quindi lavorare tenendo il braccio appoggiato in posizione sempre comoda e stabile anche in caso di lunghe sedute. In fase di montaggio si può decidere per un posizionamento del bracciolo centrato, oppure decentrato a sinistra o a destra in base alle necessità dello studio.

# CARATTERISTICHE TECNICHE


## SEGGIOLIO C7



## SEGGIOLIO C8



## SEGGIOLIO C9



Le misure nei disegni sono espresse in millimetri.

SEGGIOLINI C7 C8 C9

COMFORT E BENESSERE

|    | ANELLO POGGIAPIEDI | PROLUNGA 10 CM | SISTEMA BALANCE | SELLERIE STANDARD | IMBOTTITURE MEMORY FOAM |
|----|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| C7 | ○                  | ○              | -               | ●                 | -                       |
| C8 | ○                  | ○              | -               | ●                 | -                       |
| C9 | ○                  | ○              | ●               | ●                 | ○                       |

● = serie ○ = opzione - = non disponibile

CE  
0051




### PROLUNGA

È disponibile come opzione per tutti i modelli una pratica prolunga di 10 cm che permette di adeguare perfettamente la seduta a tutte le corporature.



### ANELLO POGGIAPIEDI

È disponibile come opzione per tutti i modelli l'anello poggia piedi, che permette un comodo e solido appoggio per l'operatore. La finitura metallica garantisce una facile pulizia.



### GAMMA COLORI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 102 blu atlantico        | 115 salmone scozzese   |
| 113 blu pacifico         | 132 viola mirtillo     |
| 106 azzurro mediterraneo | 134 glicine giapponese |
| 136 azzurro indiano      | 135 rosso veneziano    |
| 101 verde caraibi        | 130 nero grafite       |
| 123 verde polinesia      | 121 grigio antracite   |
| 103 giallo nevada        | 137 argento brillante  |