



## TABOURETS C7 C8 C9

## CONFORT ET BIEN-ÊTRE

## TABOURETS C7 C8 C9

## CONFORT ET BIEN-ÊTRE



**BU Medical Equipment**  
**Sede Legale Ed Amministrativa**  
**Headquarters**  
CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a  
40026 Imola (BO) - Italy  
Tel. +39 0542 653111  
Fax +39 0542 653344

### **Stabilimento** **Plant**

CEFLA s.c. - Via Bilocca, 14/C  
40026 Imola (BO) - Italy  
Tel. +39 0542 653441  
Fax +39 0542 653401

Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones hors UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur local.

CASTELLINI.COM

11/2021 CST0FR211S00



# DÉCOUVREZ LA SÉRIE C7 C8 C9

Conçus pour garantir une bonne posture et un certain bien-être dans n'importe quelle position de travail, les nouveaux tabourets pour chirurgien-dentiste et assistante s'intègrent parfaitement dans les espaces de la clinique dentaire.  
**Les trois versions du confort.**



# TABOURET C7

C7 est le tabouret optimisé pour permettre au praticien d'opérer de la meilleure façon possible avec le bon support pour le corps. Les mécanismes de réglage garantissent que l'assise et le dossier sont toujours adaptés à la corpulence, et le design compact permet un accès complet à tous les éléments de l'unité de soins. Le matériau de revêtement et la technique de fabrication permettent de désinfecter facilement les surfaces.



## **ASSISE**

La forme de l'assise favorise la position naturelle des jambes et garantit une posture stable et confortable à tout moment. Le rembourrage en mousse est souple et confortable et contribue au bien-être du praticien même lors d'opérations prolongées.

## **DOSSIER**

Le dossier est petit pour réduire la surface de contact et donc la sensation de chaleur. Parallèlement, sa forme permet un maintien parfait de la zone lombaire lors des soins et de dialogue avec le patient.



## **SUPPORT LOMBAIRE**

Le dossier est réglable à 9 hauteurs différentes, pour fournir un bon maintien à n'importe quelle morphologie.



## **RÉGLAGE DU DOSSIER**

Le dossier peut être incliné en fonction des préférences de la personne qui l'utilise, qui pourra toujours façonner le tabouret en fonction de sa corpulence.



## **RÉGLAGE DE L'ASSISE**

La hauteur d'assise peut être ajustée dans la bonne position pour toujours garantir l'appui sur les jambes et la bonne posture de la colonne vertébrale. 10 cm supplémentaires peuvent être ajoutés avec un accessoire spécial en option.

# TABOURET C9



Le design innovant du tabouret en forme de selle permet au praticien de se rapprocher du patient sans avoir à fléchir le dos, réduisant ainsi le risque de fatigue. Un maximum de confort dans un encombrement réduit au strict minimum.



## **POSTURE IDÉALE**

La forme de la selle induit un bon angle des jambes, et par conséquent améliore la posture du dos en facilitant la proximité avec la zone de travail. Cette ergonomie garantit une sensation de bien-être et d'énergie, et minimise les risques de douleurs musculo-squelettiques.



## **ASSISE DYNAMIQUE**

Grâce à un mécanisme basculant, la selle s'adapte aux mouvements du corps pour favoriser une assise dynamique qui garantit une posture active et correcte dans toutes les situations de travail. L'angle de mouvement peut être facilement réglé jusqu'au blocage au niveau de l'axe.



## **SELLERIES**

La sellerie est disponible dans une version sans coutures apparentes pour faciliter les opérations de désinfection, et un rembourrage Memory Foam (en option) pour offrir un très haut niveau de confort.

# TABOURET C8

Le tabouret C8 a été conçu pour offrir une mobilité maximale, un accès rapide à tous les outils et un appui optimal des bras.



## **ASSISE SYMÉTRIQUE**

L'assise est circulaire, de manière à être confortable même en cas de rotation du corps. L'assise et le dossier sont en effet libérés, de sorte que l'opérateur peut se déplacer librement à 360 degrés. La structure de l'accoudoir est conçue pour garantir la stabilité de l'avant-bras dans n'importe quelle position.




## **ACCOUDOIR CONFORTABLE ET FONCTIONNEL**


L'accoudoir est horizontal, sans bords et recouvert d'un matériau antidérapant : l'assistante peut donc travailler avec l'accoudoir dans une position confortable et stable même lorsqu'elle est assise longtemps. Lors de la phase de montage, il est possible d'opter pour un positionnement centré de l'accoudoir, ou excentré à gauche ou à droite en fonction des besoins du cabinet.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## TABOURET C7



## TABOURET C8



## TABOURET C9



Les dimensions indiquées sur les dessins sont exprimées en millimètres.

TABOURETS C7 C8 C9

	ANNEAU REPOSE PIEDS	RALLONGE 10 CM	SYSTÈME BALANCE	SELLERIE STANDARD	REMBOURRAGE MEMORY FOAM
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	○	●	●	○

● = Série ○ = Option - = Pas disponible

CE  
0051




### RALLONGE

Une rallonge pratique de 10 cm est disponible en option pour tous les modèles, ce qui permet d'adapter parfaitement l'assise à toutes les morphologies.



### ANNEAU REPOSE PIEDS

L'anneau repose pieds, qui permet un appui confortable et solide pour l'opérateur, est disponible en option pour tous les modèles. La finition métallique garantit un nettoyage aisé.



### GAMME COULEURS

102 bleu atlantique  
113 bleu pacifique  
106 bleu méditerranéen  
136 bleu indien  
101 vert caraïbe  
123 vert polynésien  
103 jaune névada

115 saumon écossais  
132 violet myrtille  
134 glycine japonaise  
135 rouge vénitien  
130 noir graphite  
121 gris anthracite  
137 argent brillant